

Tono-pen について

新しい眼圧計を購入しました。

充電式の携帯型ペン型眼圧計です。その形の通り『Tono-Pen(トノペン)』といいます。

充電式で、停電時也可以使用できます。

ペン先を角膜に軽く当てるため、点眼麻酔をしてから使用します。測定体位を選ばないので、ベッド上や車イスなどのあらゆる患者さんに対して最適な状況・環境で測定できます。




メモ…『眼圧』ってなに？

眼圧とは…目の圧力、硬さのことです。

単位は mmHg(ミリメートルエイチジー、ミリメートル水銀柱)を使います。一般的に 10~20mmHg が正常範囲といわれていますが、これは統計から導き出された一つの目安であり、実際には個人差があります。

自分の正常範囲はどれくらいなのか、これはいろいろな検査で、医師が総合的に判断しますので、心配な方は医師にご相談ください。



従来から当院で使用している眼圧計です。特徴により使い分けています。



アプラーショントノメーター

接触型(黒目に触れる)のため、点眼麻酔が必要です。停電時は使用できない場合があります。



ノンコンタクトトノメーター

非接触型(黒目に触れない)のため、点眼麻酔はしません。風を黒目に噴射させて一瞬で測定します。停電時は使用できない場合があります。



手持ち型ノンコンタクトトノメーター

携帯型の眼圧計です。非接触型で点眼麻酔は不要ですが、電源が必要なため、停電時には使用できない場合があります。

担当 検査部 折原 大紀